

Bomba de Infusión Volumétrica

## DI-2000 / DI-2200 - MEDIFUSION®



Diseño Compacto de Canal Simple y Doble

Sistema de Bloqueo de Doble Puerta para Protección Contra Goteo

Registro del Set IV: Compatibilidad con otras marcas

Historial de Eventos – Sistema de Monitoreo

Varios Modos de Configuración

# DI-2000 / DI-2200

## ► Diseño Compacto de Canal Simple y Doble

El modelo DI-2000 para un solo Canal y el modelo DI-2200 para Doble Canal

## ► Sistema de Bloqueo de Doble Puerta para Protección Contra Goteo

El paciente puede ser protegido del goteo libre de fluido cuando la puerta se abre sin cuidado.

## ► Registro del Set IV: Compatibilidad con otras marcas

El DI-2000 / DI-2200 puede almacenar la información de calibración de 100 marcas de Set IV. Esta lista se puede actualizar en el Registro del Set IV a petición del usuario.

## ► Historial de Eventos – Sistema de Monitoreo

Hasta 2.000 eventos operativos se guardan en el registro del historial.

## ► Fácil Actualización del Firmware

La versión mejorada de Firmware se puede proporcionar a los usuarios que lo soliciten.

## ► Varios Modos de Configuración

Micro, Dosificación, Gtt (gota/min.), Modo de Configuración de Tiempo disponible.

## ► Uso Conveniente

Código N

Visualización prolongada en Pantalla Numérica Flexible (FND) e indicación de tiempo restante  
Abrazadera de soporte desmontable y Fácil de transportar  
Infusión Rápida (Bolus) y Purga con un solo toque, Infusión Rápida (Bolus) Manual

Valoración

Tecla de Bloqueo

Modo Micro

Llamada de Enfermera

## ► Varias Funciones de Alarma

Puerta abierta / Oclusión (9 niveles desde 1.16 a 16.43 PSI)

Detección de Aire (burbuja) (4 niveles) Infusión completa

Aproximación a la Finalización

Desconexión de energía AC/DC

Recordatorio de Inicio (Modo Pausa)

Mal funcionamiento (Error 1, Error 2)

Sensor de Goteo (opcional)

Batería Baja, Batería Vacía (Alarma a los 30 y 3 minutos antes de batería está descargada)



Sistema de Doble Puerta



Registros del Set IV (Set 1 y Set2)



Código N (Set 3 y Grupo 4)

Nombre del Producto		Bomba de Infusión Volumétrica		Volumen de Purga	5 ml (por defecto) - 1 ~ 9999 ml	
Nombre del Modelo		DI-2000/ DI-2200		Rango KVO	1 ml/h (por defecto) Rango de flujo 1,0 ~ 120 ml/h 1 ~ 9 ml / h	
Principio de infusion		Peristáltico Lineal (Dedo Peristáltico)			0,1 ml / h (por defecto) Rango de flujo 0,1 ~ 0,9 ml/h	
Rango de Flujo		0,1 ~ 1200 ml/h	Micro (On) 0.1 ~ 999,9 ml/h (en incrementos de 0,1 ml / h) 100 ~ 1,200 ml/h (en incrementos de 1 ml/h) Micro (Off): 1 ~ 1200 ml / h (en incrementos de 1ml/h)	Visualización (Pantalla)	7 segmentos (4 dígitos * 3 líneas)	
Exactitud		5% con el Set IV asignado		Fuente de Alimentación	- AC 100 -240 VAC, 50 – 60 Hz (Fusible: 250 V, T3. 15 A) - DC 12 V (500 mA) - Batería Recargable Ni-MH - 2000 mA h, AA, 1,2 V - Tiempo de funcionamiento - 6 horas a un rango de flujo de 25 ml/h (Modelo DI-2000) - Tiempo de funcionamiento - 3 horas a un rango de flujo de 25 ml/h (Modelo DI-2200) - Tiempo de recarga - 5 horas	
Rango de Infusion	Volumen Total	0,1~ 9999 ml	Micro (On) 0.1 ~ 99,9 ml/h (en incrementos de 0,1 ml / h) 100 ~ 999.9 ml/h (en incrementos de 0.1 ml/h) 1000 ~ 9999 ml/h (en incrementos de 1 ml/h) Micro (Off): 1 ~ 9999 ml / h (en incrementos de 1ml/h)		Requerimiento de Potencia	35VA (Modelo DI-2000) / 60VA (Modelo DI-2200)
	Volumen Infundido	0,0 ~ 9999 ml	0.0 ~ 999.9 ml (en incrementos de 0,1 ml/h) 1000 ~ 9999 ml (en incrementos de 1 ml/h)	Tipo de Proteccion	· Protección de choque eléctrico: Clase I · Capacidad de protección de para choque electrico: Tipo CF · Protección contra la infiltración de líquidos: IP22	
Rango de Purga		700 ml/h (por defecto) - 1 ~ 1200 ml/h		Tamaño (P x A x Al)	120 x 130 x 206 mm ( Modelo DI-2000)/ 120 x 216 x 206 mm (Modelo DI-2200)	
				Peso	Aproximadamente 1,7 kg (Modelo DI-2000) 3,0 kg (Modelo DI-2200)	